



一次性使用胰岛素笔配套用针Plus型

一心一意，专注胰岛素注射 临床推荐款



稳

增稳防抖
手感顺滑



畅

降低注射推力
缩短注射时间



滑


医用硅油镀膜
进针丝般顺滑



新

新一代胰岛素
注射笔用针头

六棱大鼓面™
赋能平稳控糖
超薄壁 轻松注射不堵针




专利六边形注射平台
外观专利号：ZL 201830275227.6

适配市场上在售的胰岛素注射笔（以下仅为部分品牌，其他进口和国产注射笔请咨询沙力专业客服人员）
诺和笔®系列、特充®、Autopen®系列、东宝笔®系列、万邦笔®系列、联邦笔UNIPEN®系列、秀霖笔®系列、优伴®笔系列、百泌达Byetta
使用前请先查看注射笔使用说明书

减少肌肉注射的风险*

宜稳®特有的“六边形平台”注射时，加大与皮肤表面接触面积从而减少注射力度对注射深度的影响

*《中国糖尿病药物注射技术指南（2016年版）》：患者应避免肌肉注射胰岛素，确保注射到达皮下脂肪组织。胰岛素肌肉注射可能会使所有种类胰岛素的吸收异常，导致血糖控制不佳，血糖波动。




减少注射晃动，避免针尖折弯

传统产品



皮肤接触端面小，
注射时易晃动，从而加剧注射痛感；




要求平稳控制注射笔，
如摇摆晃动，易致针尖折弯；

宜稳®产品




皮肤接触端面大，注射时不易晃动，
提升舒适度和可控性；



六边形注射平台，注射时
平稳贴合皮肤；

内外大针帽，升级更贴心



升级内针帽



升级外针帽



订货信息

货号	颜色	针头粗细	针头长度（注射深度）	标准包装
02-3204		32G	4 mm	7支/袋/小盒 20小盒/中盒 10中盒/箱（1400支/箱）
02-3105		31G	5 mm	
02-3106		31G	6 mm	

1. 针的粗细由数字和字母“G”表示，数字越大意味着针越细。
2. 以上为国内市场常用规格，如有其他规格需求，请联系我司对接的业务人员。

生产许可证号：苏药监械生产许20210220号

注册证编号：国械注准20213140514

产品技术要求：国械注准20213140514 一次性使用胰岛素笔配套用针

禁忌内容或注意事项详见说明书；请仔细阅读产品说明书或在医务人员的指导下购买和使用