

# 新宜锐®


## 一次性使用胰岛素笔配套用针Classic型

一心一意，专注胰岛素注射 经典升级款



畅

降低注射推力  
缩短注射时间



滑

医用硅油覆膜  
进针丝般顺滑



锐

医用注射针经典棱面  
注射仿若无感



安

灭菌彻底  
效期五年

超薄壁  
进口针管材质



适配市场上在售的胰岛素注射笔（以下仅为部分品牌，其他进口和国产注射笔请咨询沙力专业客服人员）  
诺和笔®5 (NovoPen®5)、Autopen®24、东宝笔®Gansulin Pen、万邦笔®Ypsopen®、  
联邦笔 UNIPEN®、秀霖笔®XiuLin Pen、优伴笔®HumaPen® Ergo II、百泌达Byetta、特充®利拉鲁肽注射液  
使用前请先查看注射笔使用说明书

**4MM长度：推荐使用规格**

《中国糖尿病药物注射技术指南》  
中华护理学会《胰岛素皮下注射》

**进针示意**

皮下组织注射胰岛素，  
吸收稳定，更好控制血糖。

4mm针头无需捏皮，即可单手垂直进针，操作简单方便。

### 订货信息

货号	颜色	针头粗细	针头长度（注射深度）	标准包装
01-3204		32G	4 mm	7支/袋/小盒 20小盒/中盒 10中盒/箱（1400支/箱）
01-3105		31G	5 mm	
01-3106		31G	6 mm	

1. 针的粗细由数字和字母“G”表示，数字越大意味着针越细。
2. 以上为国内市场常用规格，如有其他规格需求，请联系我司对接的业务人员。

生产许可证号：苏药监械生产许20210220号

注册证编号：国械注准20213140687

产品技术要求：国械注准20213140687 一次性使用胰岛素笔配套用针

禁忌内容或注意事项详见说明书；请仔细阅读产品说明书或在医务人员的指导下购买和使用