

效率与精准的完美结合

SC9000 SE

96通道手动移液工作站

- 手动操作, 简单高效
- 96通道高通量移液
- 移液精准, 点滴可控
- 小巧实用, 节省空间



苏州中析生物信息有限公司

地址: 苏州市吴中区甪直镇凌港路128号
电话: 0512-65026982 邮箱: info@prcxi.com

售前
客服



公
众
号



产品特点

- 4个标准SBS工作板位,可搭配各种规格的枪头盒、各类标准96孔/384孔板(如PCR板、酶标板、细胞培养板等)、储液槽等。
- 占地空间小,尺寸仅为320x450x390 mm,在实现大量样本高通量操作流程的前提下不过多占用紧张的实验室台面。
- 提供两个量程范围:0.5~20 μ L及5~200 μ L,两个量程都具有出色的准确性和精确性。
- 独立活塞系统,同步精准控制,确保整板移液准确性,互不干扰防堵塞。

主要应用方向

结合小巧的机身,实用的4工作板位设计、两种通量和量程的移液模块可选、使用操作便捷这些优点于一身,SC9000 SE可以应用在分子生物学、蛋白学、细胞生物学、药学等众多领域。

- + 孔板复制
- + 连续分液
- + 反向移液
- + 预混/后混合
- + 96转384孔板



产品参数

板位数	4板位		
通道数	96通道		
移液技术	空气置换式		
孔板规格	微孔板、浅孔板和深孔板,各种试管及市面上大多数耗材		
移液核心性能参数	移液范围	精确度	均一度(CV)
	0.5 - 20 μ L	1 μ L \pm 8%;10 μ L \pm 4%	1 μ L \leq 6%;10 μ L \leq 2%
	2 - 200 μ L	5 μ L \pm 6%;100 μ L \pm 1%	5 μ L \leq 5%;100 μ L \leq 0.8%
电源要求	n / a		
尺寸	320 \times 450 \times 390mm		

苏州中析生物信息有限公司

地址:苏州市吴中区甪直镇凌港路128号
电话:0512-65026982 邮箱:info@prcxi.com

 售前
客服
